

医療用品 04 整形用品
一般的名称 アイパッド 11661000


再使用禁止

CVN アイシールド

【禁忌・禁止】

1. 再使用・再滅菌禁止
2. 製品の改造・分解禁止

【形状・構造及び原理】



1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区一丁目14番地20
光正第2ビル301
電話：045-470-9041（代）
FAX：045-470-9043

2. 製造業者

Anji Hengfeng(中華人民共和国)

【原材料】

部位	材質
本体	アルミニウム
ガーター部	布

【原理】

眼の傷の早期治癒、感染を防止する。

【使用目的又は効果】

眼の保護又は分泌物の吸収に用いる。

【使用方法】

- (1) 使用前にキズ、汚れ、変形等の異常が無いことを確認する。
- (2) まぶたにあてがい、適宜固定する。

【使用上の注意】

本体に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

包材に破損がある場合は、使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】